

## **UNIS 3100 HT PTV**



### **La elección perfecta para aplicaciones de alta temperatura**

- En modo S/SL y PTV
- Temperatura máxima: 500°C
- Velocidad de calentamiento: 720°C/min
- La baja masa térmica permite el rápido calentamiento y refrigeración
- Propaga el calor para evitar los "puntos fríos" (incluso a una temperatura del horno de -20°C)

El inyector UNIS está diseñado para aplicaciones de altas temperaturas como el SimDis o el H53. El inyector UNIS 2100 PTV y su diseño especial con baja masa térmica puede alcanzar una temperatura máxima de 500°C. El inyector UNIS 3100 HT PTV ofrece la posibilidad de trabajar tanto en modo Split/Splitless como en modo PTV.