

CARTUCHOS DE CROMATOGRAFIA FLASH GRACERESOLV

Gracediscovery Science es el principal fabricante de Silica del mundo, lo que permite seleccionar las mejores Silicas para empaquetar sus propios cartuchos de Cromatografía Flash.

Las principales ventajas de los cartuchos **Graceresolv** son las siguientes:

- Están realizados con **Silica Ultra pura**, reduciendo impurezas de metales entre 5-10 veces, evitando colas en los picos.
- Rellenos de **Silica con partículas de pequeño tamaño** y con **baja distribución de tamaños**, lo que permite obtener picos más estrechos que con otros cartuchos y mejorar por tanto las resoluciones.
- **Empacados a alta presión**, mejorando la eficacia del empaqueo y por tanto la resolución.



Las tres ventajas comentadas anteriormente permiten por tanto mejores resoluciones que con otros cartuchos, ayudando al usuario a separar algunas impurezas que no se resuelven con otros cartuchos, paralelamente esta buena resolución permite separar más cantidad de muestra con un GraceResolv que con los de la competencia o separar la misma cantidad de muestra pero usando un cartucho más pequeño

Se pueden encontrar en diferentes fases:

- Silica
- C18
- Diol
- Amino

Y en diferentes tamaños:

- 4 y 12 g (paquete 20 unidades)
- 24 y 40 g (paquete 15 unidades)
- 80 g (paquete 12 unidades)
- 120 g (paquete 10 unidades)
- 220 g (paquete 6 unidades)
- 330 y 750 g (paquete 4 unidades)
- 1500 g (paquete 3 unidades)



Los Cartuchos son compatibles con todos los equipos Flash!!!!

Solicítenos muestras gratuitas de cualquier fase y tamaño sin compromiso!!!

