

### **UNIS 500 S/SL**



**Para la vaporización isotérmica de componentes térmicamente estables en un inyector de alta temperatura.**

- Modos S/SL y Pulsos S/SL
- Temperatura máxima de 400 °C (para GC 7890)
- También disponible para GC Agilent 7820
- Fácilmente actualizable a UNIS 2100 PTV

Los modelos básicos UNIS para vaporización isotérmica con una temperatura máxima de 450 °C, pueden utilizarse también para Split/Splitless o como pulsos de inyección Split/splitless.

Todos los modelos UNIS 500 incluyen el sistema especial EPC UNIS (Control de presión electrónico) para una alta reproducibilidad. El EPC estándar está disponible con una presión de hasta 100 psi o la versión opcional de alta presión de hasta 150 psi.

El cambio del liner y la instalación de la columna son fáciles y rápidos de hacer sin necesidad de herramientas.

Posibilidad de actualización al UNIS 2100 PTV.